



Advanced Bionics

# SLYŠET VE VODĚ S AB

Jasný poslech bez omezení. Ve vodě, pod vodou, kdekoliv...



## Unikátní vodotěsná řešení

### pro poslech pod vodou od Advanced Bionics



Cívka AquaMic™



AquaCase™ pouzdro  
pro procesor Naída CI



Zvukový procesor Neptune™

Pokud máte rádi vodu, jistě byste si rádi **zaplavali v bazénu nebo se potápěli v moři bez omezení možnosti jasně slyšet**. Nebo byste si přáli, aby si Vaše dítě mohlo hrát v jakémkoliv prostředí, tak jako jiné děti. **Unikátní plně vodotěsné technologie od AB Vám umožní** užívat si nejrůznější aktivity, při kterých se namočíte nebo zpotíte, **v jakémkoliv prostředí**, prachu, písku, blátě, **a přitom jasně slyšet**.

AB je **průkopníkem ve vývoji vodotěsných řešení** pro uživatele kochleárních implantátů. Se svým světově prvním unikátním vodotěsným mikrofonom, vodotěsným procesorem a vodotěsným pouzdem s dlouhodobou životností Vám AB poskytuje bezkonkurenční možnosti slyšet co nejlépe kdekoli, včetně:

- Koupání, kdy se svým malým dítětem trávíte cenný čas důležitý pro rozvoj jeho komunikačních schopností
- Plavání v bazénech, rybnících, řekách a mořích
- Při jakýchkoliv vodních sportech, od surfingu, přes kanoistiku, rafting po vodní aerobik, díky jedinečným technologiím od AB, vodotěsnosti, držení a odolnosti
- Při cyklistice, horolezectví, běhání, lyžování, snow-boardingu nebo činnostech v jakémkoliv prostředí s vodou, vlhkostí, pískem, prachem a blátem.





AB přináší skvělá řešení pro **nejlepší poslech a rozumění v jakémkoliv prostředí.**



**Kai-Sen Yang**, Uživatel AB, který nosí procesor Naída CI v pouzdře AquaCase s vodotěsnou cívkou s mikrofonom AquaMic a chladí se za horkého dne...

## Cívka s mikrofonom AquaMic

AquaMic je prvním a jediným na světě vodotěsným mikrofonom ke kochleárnímu implantátu

**Klíčem k poslechu a rozumění ve vodě je vodotěsný mikrofón.** AB vyvinul unikátní vodotěsný mikrofón ve vysílací cívce a jako jediný výrobce tak umožňuje jasně slyšet a rozumět pod vodou. Různé méně dokonalé způsoby vodotěsné ochrany, dostupné na trhu, jako jsou obaly a pouzdra s omezenou trvanlivostí, překrývají mikrofón procesoru a tlumí zvuky, takže omezují Vaši schopnost jasně slyšet a rozumět.

**Cívka AquaMic jako jediná obsahuje vodotěsný mikrofón,** který není třeba překrývat, a který tak poskytuje **nenarušené slyšení ve vodě i pod vodou.** Je k dispozici s různou délkou kabelů a používá se jak s procesory Naída CI, tak Neptune.



Cívka AquaMic s vysílacím kabelem AquaMic

## Informace o produktu

- Patentovaný vodotěsný design se třídou **IP68** pro nejčistší zvuk ve vodě, pod vodou a v jejím okolí.
- Používá se s příslušenstvím AquaCase s procesorem Naída CI a s procesorem Neptune
- Odolné kabely AquaMic jsou k dispozici v černé nebo bílé barvě
- Délky AquaMic kabelů: 6, 12, 18, 24, 32, 42 cm
- Kryty cívky jsou v pěti různých barvách



Černá



Bílá



Šedá



Béžová




Hnědá

## Kde se mohu dozvědět více?

[myABaccessories.com](http://myABaccessories.com)

[AdvancedBionics.com](http://AdvancedBionics.com)





## Slyšet jasně a rozumět ve vodě

*Díky odolnému a vymyšlenému pouzdru na Váš procesor*

**Nestačí jen slyšet ve vodě, ale také rozumět, co slyšíme.** Ochranné návleky a nálepky od jiných výrobců kochleárních implantátů mají omezenou životnost a překrývají mikrofon. Zvuky jsou tak tlumené a zkreslené. Advanced Bionics poskytuje, díky plně vodotěsné technologii, nezkreslený, jasný poslech ve vodě i pod vodou, v písku, prachu a blátě, zkrátka v jakémkoliv prostředí.

**Ardell Day**, uživatelka AB nosí cívku AquaMic s procesorem Neptune™ a užívá si tak zábavu v bazénu se svými vnuky



Pouzdro AquaCase  
pro procesor Naída CI

## Pouzdro AquaCase — první a jediné na světě vodotěsné příslušenství pro neomezené použití

Pouzdro AquaCase je pevné a odolné a poskytuje **úplnou ochranu pro zvukový procesor Naída CI**. Umožňuje **neomezené použití při nejrozumnějších činnostech v jakémkoliv prostředí**. Produkty od jiných výrobců vyžadují již po několika použitích výměnu.



Páska pro pohodlné  
a bezpečné nošení

Pouzdro AquaCase je vhodné pro koupání, plavání, potápění, lyžování, terénní a horskou cyklistiku, běhání v blátě, horolezectví a další "drsné" aktivity. Narozdíl od různých řešení od jiných výrobců **je pouzdro AquaCase navrženo tak, aby pevně drželo Váš procesor na místě**, takže se nemusíte obávat, že Vám při Vašich aktivitách procesor spadne nebo se dokonce ztratí.



Bezpečný snímací klip, který se  
připevňuje zezadu na pouzdro AquaCase  
a může se otáčet o 360 stupňů

## Informace o výrobku

- Na pouzdro AquaCase\* se nevztahuje žádná expirační doba nebo omezený počet použití
- Je kompatibilní s cívkou AquaMic, která umožňuje slyšet pod vodou s nezakrytým mikrofonom
- Technologie "Built Kid Tough" zahrnuje bezpečnostní zámek a materiály odolné vůči korozi vhodné pro "nejdrsnější" dětské hry a sporty
- Třída **IP68** znamená neomezenou ochranu vůči vodě, blátu, písku a jiným nečistotám.
- Můžete jej nosit bezstarostně, pohodlně a bezpečně zcela mimo ucho.



Klip a páska na paži  
pro nejdrsnější aktivity

## Kde se mohu dozvědět více?

Navštivte [AdvancedBionics.com](https://www.advancedbionics.com) nebo se podívejte, jak uživatelé AB používají naše vodotěsná řešení na [YouTube.com/AdvancedBionics](https://www.youtube.com/AdvancedBionics)





**Poskytujeme to nejlepší**  
*trvanlivost, odolnost a plnou vodotěsnost*  
pro plnohodnotný sluch  
ve vodě i pod vodou.

Naish Kellmeyer, uživatel AB, používající pouzdro AquaCase™ pro procesor Naída CI a cívkou s mikrofonem AquaMic™

## Zvukový procesor Neptune — první a jediný vodotěsný zvukový procesor na světě

**AB** vyvinul průlomový revoluční zvukový procesor **Neptune™**. Je navržen pro maximální poslech ve vodě i pod vodou a poskytuje klíčové výhody, nesrovnatelné s jinými procesory.

**Neptune** nabízí "Built Kid Tough™" odolnost a trvanlivost, **je ideální pro všechny vody, všechny sporty, terény, všechny věkové skupiny a životní styl**. Má dotykové ovladače, snadnou připojitelnost k FM a audio zařízením a oddělitelné ovladače pro použití ve vodě a proti manipulaci u malých dětí.

### Informace o výrobku

- **IP68 znamená** úplnou odolnost vůči vodě, nečistotám, blátu, písku a jinému znečištění
- Elegantní, freestyle™ design inspirovaný moderní spotřební elektronikou
- Dostupný v široké škále barev a vyměnitelných barevných krytů
- Vyžaduje jen jednu snadno dostupnou jednorázovou nebo nabíjecí AAA baterii
- Slyšitelné alarmy a LED indikátory
- Můžete ho nosit, jak se Vám líbí, s volitelným příslušenstvím včetně klipu Neptune, čelenky, pásky na paži, šňůrky, plavecké čepice a kapsy



Čelenka



Páska na paži



Neptune klip



Neptune konfigurace k plavání



Neptune s jednorázovou AAA baterií



Konfigurace s Neptune Connect

### Kde se mohu dozvědět více?

[myABaccessories.com](http://myABaccessories.com)  
[AdvancedBionics.com](http://AdvancedBionics.com)



An underwater photograph of a man performing a kayak roll in a swimming pool. The man is upside down, with his head near the bottom of the frame and his feet near the surface. He is wearing a purple swim cap with a logo, a black watch on his left wrist, and a black swimsuit. He is holding a yellow kayak paddle. A yellow kayak is visible above him, partially submerged. The pool has blue lane lines and a tiled bottom. The water is clear and blue.

## Můžete ho nosit, jak se Vám líbí

Zvukový procesor Neptune byl vyvinut pro všechny věkové skupiny a nejrůznější životní styl. Je prvním procesorem na světě s **freestyle™ designem** a umožňuje Vám nebo Vašemu dítěti **pohodlně slyšet a nemuset mít nic na uchu**. Pouze Neptune tak dává svobodu zvolit si svůj styl nošení.

**Scott Moulton**, uživatel AB, sportovní instruktor, nosí zvukový procesor Neptune™ a cívku s mikrofonom AquaMic™, když předvádí studentům eskymácký obrát



## Hry a dobrodružství v jakémkoliv prostředí

Odolná vodotěsná řešení od AB poskytují také **úplnou ochranu proti sněhu, blátu, písku, potu a dalším nejružnějším nečistotám**. Takže můžete pracovat nebo si hrát, kde chcete a za jakýchkoliv podmínek.

Podívejte se na uživatele AB v akci na [YouTube.com/AdvancedBionics](https://www.youtube.com/AdvancedBionics).



rivers & lakes



ocean



pools & spas



rain & humidity



bath & shower



mud & dirt



perspiration




AB přináší řešení pro **nejlepší poslech a rozumění v jakémkoliv prostředí**.

"Ted, když máme procesory Neptune a pouzdro AquaCase na procesory Naída CI, je to obrovský rozdíl, když jsme u vody nebo ve vodě. Naše děti mohou slyšet, komunikovat, jsou úplně nadšené, že slyší, když si hrají se svými kamarády v bazénu. Už se necítí izolovány, když trávíme čas ve vodě. Sen rodičů s dětmi se ztrátou sluchu se stal skutečností."

—Terrie Kellmeyer, matka uživatelů AB Naish a Poppy









## Síla dvou, kteří spolupracují jako jeden

Spojení AB a Phonaku přináší inovativní kombinované technologie, které představují nové možnosti pro Váš sluch.

Získejte více informací o unikátních možnostech a výhodách od Advanced Bionics, volejte **866.844.4327 (HEAR)**, napište na email **hear@AdvancedBionics.com**, nebo navštivte **AdvancedBionics.com**.

**Připojte se k nám na sociálních médiích**



### **Advanced Bionics AG**

Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland

T: +41.58.928.78.00

F: +41.58.928.78.90

[info.switzerland@AdvancedBionics.com](mailto:info.switzerland@AdvancedBionics.com)

### **Advanced Bionics LLC**

28515 Westinghouse Place

Valencia, CA 91355, United States

T: +1.877.829.0026

T: +1.661.362.1400

F: +1.661.362.1500

[info.us@AdvancedBionics.com](mailto:info.us@AdvancedBionics.com)

AB - A Sonova brand

Pro informaci o dalších pobočkách AB navštivte  
[prosím AdvancedBionics.com/contact](http://prosímAdvancedBionics.com/contact)

\*Jediná komponenta, která se obnovuje u AquaCase je těsnící gumička O-ring, je určena k opakovanému použití. Vždy před použitím těsnící gumičku O-ring prohlédněte a vyměňte ji, pokud je vyschlá, křehká nebo prasklá.

†Páska na paži se prodává zvlášť

Ne všechny vyjmenované produkty jsou k dispozici ve všech oblastech. Poradte se se svým audiologem a s místním zástupcem Advanced Bionics o dostupných možnostech a řešeních, které by byly pro Vaše potřeby nejvhodnější.

Obrázek na obálce:

**Rebecca Vides**, AB uživatelka

Osoby zobrazené a popisované v této brožuře jsou skuteční uživatelé AB, členové jejich rodin a přátelé a nebyli placeni za použití svých fotografií a příběhů v tomto dokumentu.