

SPOJTE SE S OKAMŽIKY
KTERÉ MÁTE RÁDI



NAÍDA CI M



ADVANCED
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS



SILNÁ SPOJENÍ ZAČÍNÁJÍ ZDE

Život je plný úžasných okamžiků. Okamžiků, které nás inspirují, přinášejí nám radost a spojují nás. Každý si přeje všechny tyto okamžiky aktivně užít. Po více než 25 let je společnost **Advanced Bionics** lídrem v inovacích v oblasti kochleárních implantátů. Ve spolupráci s firmou **Phonak**, jedním ze světové špičky sluchadlové technologie, uvádíme na trh náš nejpokročilejší zvukový procesor — **Naída™ CI M**.

S využitím síly **platformy Phonak Marvel** vám procesor Naída CI M nabízí flexibilní řešení ztráty sluchu, navržené speciálně pro vaše jedinečné potřeby, ať jste v práci či sportujete nebo jste právě na cestách.

Představujeme vám procesor Naída CI M a vítáme vás ve světě silných spojení, dnes a po celý život.

NAÍDA CI M



ZVUKOVÝ PROCESOR NAÍDA CI M VYTVOŘENÝ PRO VÁS

Zvukový procesor Naída CI M je součástí inovativního pokročilého systému kochleárního implantátu, který je navržen tak, aby vám poskytoval výjimečné poslechové zážitky. To znamená jedinečný zvuk a dokonalé slyšení v jakémkoliv poslechovém prostředí, což vám společně s možností osobního přizpůsobení a odolností umožňuje užít si všechna dobrodružství života.

Zvukový procesor Naída CI M s využitím systému zpracování zvuku AutoSense OS™ 3.0 a přímého streamování z velkého množství zařízení nabízí celou řadu funkcí navržených ke zdokonalování poslechu v jakékoliv poslechové situaci. Můžete si být jisti, že celý systém je navržen tak, aby vše fungovalo hladce s maximálně jednoduchým ovládáním.

Mikrofony


Mikrofony na procesoru a cívce snímají zvuky a předávají je procesoru ke zpracování.

Zvukový procesor

Zvukový procesor umístěný za uchem analyzuje zvuky a posílá je přes cívku do implantátu.

Cívka

Vysílací cívka je magneticky připojena k vnitřnímu implantátu a je plně odnímatelná.



Implantát

Vnitřní kochleární implantát HiRes™ Ultra 3D s elektrodovým svazkem přijímá zpracované signály a stimuluje sluchový nerv — tyto signály cestují do mozku, kde jsou interpretovány jako zvuky.

Implantát je kompatibilní s MRI, což znamená, že kdykoliv budete potřebovat vyšetření MRI, nebude nutné implantát vyjmout.

Příslušenství

Pro speciální prostředí jako je bazén, hlučná restaurace nebo různá setkání, má systém řadu příslušenství, které pomáhá, abyste slyšeli co nejlépe a mohli se plně zapojit do konverzace.



VYTVOŘENÝ PRO ŽIVOT. NAVRŽENÝ PRO VÁS.

Při práci, s rodinou, při sportu, společenských setkáních a mnoha dalších aktivitách máte často plný program. V řadě situací, které máte nejraději, se nacházíte ve složitých poslechových prostředích. A bez ohledu na to, kde jste a co děláte, chcete vždycky slyšet co nejlépe.

Procesor Naída CI M je navržen tak, aby zvládl váš aktivní životní styl. Jeho nabídka funkcí vám umožňuje být v klidu, protože ať jste kdekoliv, získáte silný poslechový zážitek, na který se těšíte. Klidně si zaplňte kalendář a dělejte to, co máte rádi. Procesor Naída CI M vám pomůže, abyste si mohli užívat život naplno.

Sport

Ať si jdete zaplavat do bazénu nebo zacvičit do parku, naše voděodolná příslušenství vám umožní slyšet co nejlépe a přitom se nemusíte obávat, že se vaše zařízení poškodí potem nebo vlhkostí. Takže můžete v klidu poslouchat vaši oblíbenou hudbu i při cvičení nebo běhání.



Na cestách

Jízda veřejnou dopravou, jízda autem nebo let letadlem? Naše pokročilé technologie zpracování zvuku potlačí rušivý hluk na pozadí na komfortní úroveň, takže se můžete účastnit konverzace i na cestách.



Zůstaňte ve spojení

Zůstat ve spojení s rodinou a přáteli dnes znamená spoustu hlasových a/nebo video hovorů. Ať používáte jakýkoliv telefon, naše zabudovaná Bluetooth® konektivita znamená, že můžete telefonovat “hands free” a streamovat konverzaci přímo do vašich uší.

V práci nebo ve společnosti

Skupinová setkání a pracovní konferenční hovory nebo večírky, to vše mohou být náročná poslechová prostředí. Funkce RogerDirect™ znamená, že není potřeba připojovat k vašemu procesoru žádné další příslušenství. Můžete použít svůj oblíbený vysílač Roger a plně se zapojit do konverzace.



Noční život ve městě

Pokročilá technologie směrových mikrofónů spolu s mikrofónem M T-Mic™ procesoru Naída CI M vám umožní poslouchat konverzaci před vámi, přičemž potlačí rušivý hluk vedle vás a za vámi.



Odpočinek doma

Když chcete strávit večer s vaším oblíbeným televizním pořadem, kompatibilita procesoru Naída CI M s technologií Airstream vám umožní streamování zvuků z televize přímo do vašich uší s hlasitostí, která vám vyhovuje, aniž byste rušili ostatní, kteří se dívají s vámi.



SPOJTE SE S OKAMŽIKY, KTERÉ MÁTE RÁDI

Zvuk nás spojuje. Pomáhá nám užívat si svět kolem nás a umožňuje nám budovat silné vztahy s našimi blízkými. Naše vztahy nás inspirují a přinášejí nám radost do života.

Zažijte tyto jedinečné okamžiky s uživatelsky přívětivým, technologicky pokročilým zvukovým procesorem Naída CI M, který obsahuje nejnovější technologii od společnosti Phonak, platformu Marvel. Je vytvořen pro váš způsob života, ať je jakýkoliv, tak, abyste vždy slyšeli snadno, bez úsilí, jak právě potřebujete.

Navržený tak, aby vás spojil s okamžiky, na kterých nejvíce záleží, procesor Naída CI M poskytuje:



SILNÝ POSLECHOVÝ ZÁŽITEK



SNADNOST A POHODLÍ



MAXIMÁLNÍ JEDNODUCHOST POUŽITÍ



SILNÝ POSLECHOVÝ ZÁŽITEK

Ponořte se do zvuků moře na pláži. Pobavte se s rodinou nebo s kamarády u večeře. Užijte si poklidné chvíle při čtení a prohlížení knížek s vašimi dětmi nebo vnoučaty. Pro tyto okamžiky žijeme; takové chvíle nás spojují s naším světem.

Užijte si úžasné životní okamžiky naplno, chtějte co nejlepší poslechové zážitky, po celý den a každý den — doma, v práci, s přáteli nebo s rodinou, či při vašich oblíbených činnostech. Procesor Naída CI M s vestavěnou konektivitou vám poskytuje silný poslechový zážitek s vynikající kvalitou zvuku v jakékoliv situaci.

Navržený pro všechny vaše poslechové potřeby.

Zvuky a akustika kanceláře se velice liší od procházky v parku nebo večeře v restauraci. Abyste vždy slyšeli co nejlépe, potřebujete technologie navržené k tomu, abyste slyšeli čistý a bohatý zvuk v jakémkoliv prostředí.

AutoSense OS 3.0 poskytuje silný poslechový zážitek díky automatickému přístupu k řadě funkcí, které upravují poslech na základě prostředí, ve kterém se nacházíte. To znamená, že v každé chvíli uslyšíte co nejlépe, ať se ocitnete kdekoliv.



Spojení s Phonak Marvel dodává silný výkon.

Phonak Marvel je průlomová technologická základna od lídra v oboru sluchových technologií. V procesoru Naída CI M se spojují skvělé přínosy technologie Marvel s osvědčeným zpracováním zvuku od Advanced Bionics. Společně tak poskytují výjimečnou kvalitu zvuku a poslechový výkon, jako nikdy předtím.

Integrovaná konektivita znamená žít v daném okamžiku.

Být ve spojení hraje v našich životech důležitou roli. Vždycky hledáme způsob, jak zůstat ve spojení — s rodinou a přáteli, se svou oblíbenou hudbou a se zvuky kolem nás.

Procesor Naída CI M je jediný procesor ke kochleárnímu implantátu, který přímo streamuje telefonní hovory a audio prakticky z kteréhokoli chytrého telefonu a Bluetooth zařízení. Naše zabudovaná technologie RogerDirect zesiluje poslechový výkon ve složitých poslechových situacích bez nutnosti připojovat jakékoliv další zařízení ke zvukovému procesoru. To znamená, že můžete být stále plně zapojeni do konverzace při hlučných setkáních nebo pracovních schůzkách a přímo se připojovat ke svým oblíbeným pořadům jak doma, tak na cestách.



Technologie Roger™

Použijte technologii Roger ve složitých poslechových situacích jako jsou rušné restaurace nebo video konference, abyste zdokonalili svůj poslechový výkon.

SNADNOST A POHODLÍ

Pro všechna vaše dobrodružství potřebujete takové sluchové řešení, které vyhovuje vašemu způsobu života a umožňuje vám splnit si svá přání a užívat si život naplno.

Náš zvukový procesor a vysílací cívka jsou navrženy pro maximálně komfortní, bezpečné a diskrétní nošení. Protože poslední věc, na kterou byste chtěli myslet, když jste připraveni skočit do bazénu nebo když si obouváte boty na túru, je bezpečí nošení vašeho procesoru. S procesorem Naída CI M se můžete soustředit na to, co je důležité — užít si činnosti, které máte rádi.

Pohodlné a bezpečné nošení.

Svoje zařízení budete nosit po celý den. Proto potřebujete zvukový procesor a cívku, které budou příjemné a diskrétní, a které vás nebudou rušit při vašich oblíbených činnostech. Abyste se mohli plně věnovat tomu, co slyšíte, a neobávat se o svoje zařízení.



Unikátní tvar

Baterie, která se připojuje zespodu k procesoru, má unikátní design. Je zaoblená podle tvaru ucha a pomáhá držet zařízení za uchem bezpečně a pohodlně, a přitom nenápadně.



Tenká vysílací cívka

Procesor Naída CI M má zcela novou tenkou cívku, která poskytuje komfort a pohodlí. Díky nízkému profilu nepřekáží, a tak vám umožňuje, abyste si užívali váš aktivní životní styl.

Klidně se potápějte.

Naše oblíbené aktivity se často odehrávají v náročném prostředí — plavání, zahradničení, sportování a cvičení. Naše **voděodolná baterie** vám poskytuje stejně skvělý poslech i při nejnáročnějších aktivitách a přitom zajišťuje bezpečné a bezstarostné nošení. A vysílací cívky **AquaMic™** od AB mají jako jediné na světě voděodolný mikrofon. Díky tomu si můžete užít intenzivní trénink nebo párty u bazénu a být součástí konverzace v jakémkoliv prostředí.



MAXIMÁLNÍ JEDNODUCHOST POUŽITÍ

Jakmile se probudíte a nasadíte si procesor, můžete se hned pustit do aktivit nového dne s vědomím, že uslyšíte co nejlépe, aniž abyste museli nějak upravovat nastavení procesoru. Naída CI M je sofistikovaný zvukový procesor, navržený ke snadnému a intuitivnímu používání tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

Náš systém zpracování zvuku AutoSense OS 3.0 je navržen tak, aby plynule upravoval poslech, když se přemísťujete z jednoho poslechového prostředí do druhého, a aplikace AB Remote vám umožňuje zkontrolovat, že máte nastavený program, hlasitost a další parametry přesně tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.

Automaticky analyzuje a adaptuje se na každou situaci.


Váš denní program může být nabitý a poslední věc, na kterou byste chtěli myslet, když přecházíte z pracovní schůzky na setkání s kamarády nebo na cvičení je, jestli máte správně nastavený procesor.

Abyste získali z každé situace co nejvíce, **AutoSense OS 3.0** používá umělou inteligenci (AI), která analyzuje zvuky a prostředí, ve kterém se nacházíte, a okamžitě provádí patřičná přizpůsobení. Cílem je zlepšovat poslech v hluku, aniž by bylo potřeba provádět změny manuálně, a tak můžete prožívat celý den bez starostí o svůj procesor.

Plně integrovaná bezdrátová konektivita.


V dnešní době je život o spojení, a to se stává stále důležitějším s rozvojem nových technologií. S procesorem Naída CI M se můžete snadno a jednoduše bezdrátově připojovat ke všem vašim oblíbeným zařízením.

Po připojení můžete zažívat skvělý poslech na pracovišti, lepší zvuk při poslechu svých oblíbených pořadů a hudby a přímé spojení s rodinou a přáteli přes telefon nebo video chat. Integrace Bluetooth a příslušenství Phonak Roger činí všechny tyto interakce snadné a intuitivní.



Nárůst v používání technologie smartphonů*

77% dospělých nad 50 let používá pro komunikaci a různá spojení smartphone



Streamování přes tablet se stává velmi rozšířeným*

70% dospělých nad 50 let streamuje video přes tablet

Aplikace AB Remote: Pro lepší ovládání.

Možnost snadno ovládat svůj zvukový procesor znamená získávat vždy co nejlepší zvuk. Naše **aplikace AB Remote** vám umožňuje snadno a diskrétně ovládat svoje sluchová zařízení z jednoho smartphonu.



*AARP Research 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Retrieved from <https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html>

PŘÍZPŮSOBITELNÉ KONFIGURACE PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY.

Ve společnosti Advanced Bionics, denně pracujeme na tom, abychom zajistili uspokojení všech vašich specifických sluchových potřeb. Společně s firmou Phonak jsme největší a nejinnovativnější společností, která se věnuje poskytování řešení pro každý typ a stupeň sluchové ztráty.

Jestliže jste uživatelem kochleárního implantátu a sluchadla, můžete mít na jednom uchu procesor **Naída CI M** a na druhém uchu sluchadlo **Phonak Naída™ Link M**. Tato unikátní konfigurace je navržena tak, aby obě zařízení zpracovávala zvuk stejným způsobem. Společně poskytují konzistentní poslechový zážitek a vynikající rozumění řeči, na rozdíl od kombinace jiných sluchadel a kochleárních implantátů, které nebyly navrženy pro takovou vzájemnou spolupráci.

Při volbě řešení pro vaše specifické sluchové potřeby se rozhodněte správně. Zvolte sílu Advanced Bionics a Phonak.



Řešení pro obě uši navržené pro spolupráci.

Možná máte na jednom uchu dostatečný zbytkový sluch a se správným sluchadlem můžete slyšet ještě lépe než jen s implantátem na uchu druhém. Použití sluchadla Naída Link M společně s procesorem Naída CI M vám poskytuje vyrovnané sluchové vjemy v obou uších a umožňuje vám ovládat obě zařízení zároveň.



PARTNER PRO VÁŠ SLUCHOVÝ ÚSPĚCH

Ve společnosti Advanced Bionics víme, že toto je cesta na celý život — taková, na které vás budeme při každém kroku provázet. Když se rozhodnete pro AB a Phonak, budete mít partnera pro svůj sluch, který nikdy nepřestane hledat způsoby a možnosti jak zajistit, aby váš život byl naplněn radostí ze zvuků.

Až začnete uvažovat o kochleárním implantátu, může vám pomoci náš online rehabilitační portál **HearingSuccess** zjistit vaše sluchové potřeby, nastavit cíle a poskytnout vám podporu. Po zapojení vašeho implantátu můžete pokračovat ve využívání našeho portálu, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Získáte také informace o nejnovějších účinných nástrojích a zdrojích, které vám pomohou při rehabilitaci.

Rehabilitační materiály SoundSuccess

Komunikovat s jistotou vyžaduje trénink. **Rehabilitační materiál SoundSuccess™** je online dostupný interaktivní program, se kterým můžete trénovat poslech jazyka a každodenní konverzaci z pohodlí domova. Je navržen tak, aby zlepšil:

- Jistotu při používání vaší sluchové technologie
- Snadné porozumění různým mluvčím
- Snadný poslech v hlučných prostředích

Navštivte [HearingSuccess.com](https://hearing.success.com) abyste měli přístup k materiálům SoundSuccess a objevili další zdroje, které vám mohou pomoci dosáhnout vašich poslechových cílů.

Navštivte [AdvancedBionics.com/blog](https://advancedbionics.com/blog) a přečtěte si příběhy uživatelů kochleárních implantátů o jejich cestě za zlepšením sluchu a užitečné články o sluchu a technologii kochleárních implantátů.



ZLEPŠIT SLUCH PROPOJIT ŽIVOTY

Ve společnosti Advanced Bionics jsme přesvědčeni, že každý může žít bez omezení ztrátou sluchu. Proto vám s nadšením představujeme Naída CI M, v současné době nejflexibilnější, nejinnovativnější a uživatelsky zaměřený zvukový procesor ke kochleárnímu implantátu.

Naída CI M spojuje nejlepší technologie a služby od společností Advanced Bionics a Phonak, které vyhoví vašim specifickým potřebám, abyste dosáhli co nejlepšího sluchu. Protože když slyšíte co nejlépe, můžete se plně zapojit do okolního světa zvuků, jednoduše - změní vám to život.

Naše kochleární implantáty již pomáhají desítkám tisíc dětí a dospělých po celém světě.

Navštivte nás na [AdvancedBionics.com](https://www.advancedbionics.com) a vydejte se na cestu za lepším sluchem právě dnes.



O SPOLEČNOSTI **ADVANCED BIONICS**

Již od svého vzniku je společnost Advanced Bionics založena na principu inovativních řešení pro zlepšení sluchu. Náš závazek vždy dávat uživatele na první místo a poskytovat jim co nejlepší poslechový výkon zůstává v popředí toho, co děláme.

Hlavní sídlo společnosti AB, včetně center výzkumu, technických a výrobních zařízení, se nachází blízko Los Angeles v Kalifornii, USA, a naše mezinárodní sídlo je situováno blízko Zurichu ve Švýcarsku. Od roku 2009 jsme součástí skupiny Sonova, světového lídra v oblasti péče o sluch. S původem v roce 1947, působí nyní skupina Sonova ve více než 100 zemích po celém světě a má přes 14,000 zaměstnanců.

Úspěchy lidí, kteří si zvolili Advanced Bionics, jsou pro nás velkou motivací. Považujeme si za čest, že máme příležitost pomáhat lidem se ztrátou sluchu radovat se ze života bez omezení.



Abyste se dozvěděli o našich novinkách, naskenujte QR kód
nebo navštivte [AdvancedBionics.com/NaídaCIM](https://www.advancedbionics.com/NaídaCIM)

 **ADVANCED BIONICS LLC** – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 info.us@advancedbionics.com

EC REP **ADVANCED BIONICS GMBH** - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany

Pro informace o dalších pobočkách AB navštivte advancedbionics.com/contact

*Všechny barvy a velikosti nejsou dostupné na všech trzích.

Advanced Bionics - A Sonova brand

Pro ověření dostupnosti ve vašem regionu prosím kontaktujte
vašeho místního zástupce společnosti AB.

Slovní označení a logo Bluetooth® jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv použití těchto známek skupinou Sonova AG je licencováno.