

# Produktový katalog

NAÍDA CI M & SKY CI M

ZVUKOVÉ PROCESORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



NAÍDA CI M    SKY CI M





# SPOJTE SE S OKAMŽIKY, KTERÉ MÁTE RÁDI

ZVUKOVÉ PROCESORY MARVEL CI .....	4
Možnosti barev .....	5
SLIM HP .....	6
Cívky .....	6
Barevné kryty cívky .....	6
Magnety Slim HP .....	7
VODĚODOLNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	8
Voděodolná baterie & Slim HP AquaMic .....	8
Možnosti barev .....	9
MOŽNOSTI NAPÁJENÍ .....	10
Možnosti barev .....	11
Nabíječka .....	11
UŠNÍ HÁČEK .....	12
AKUSTICKÝ HÁČEK .....	12
MIKROFON T-MIC .....	12
MOŽNOSTI NOŠENÍ A PŘICHYCENÍ .....	13
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	14
Aplikace AB Remote .....	15
BEZDRÁTOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	16
Příslušenství Roger .....	16
Příslušenství Phonak .....	17
BIMODÁLNÍ ŘEŠENÍ .....	18
Phonak Naída Link M .....	20
Phonak Sky Link M .....	20
TECHNICKÉ SPECIFIKACE .....	22



# ZVUKOVÉ PROCESORY MARVEL CI VYTVOŘENY PRO VÁS

Zvukové procesory Naída™ CI M a Sky CI™ M jsou součástí našeho inovativního a pokročilého systému kochleárního implantátu, který poskytuje výjimečný poslechový zážitek. To znamená jedinečný zvuk a dokonalé slyšení v jakémkoliv poslechovém prostředí, což vám nebo vašemu dítěti společně s možností osobního přizpůsobení a odolností umožňuje užít si všechna životní dobrodružství.

Zvukové procesory Naída CI M a Sky CI M s využitím systému zpracování zvuku **AutoSense OS™ 3.0 a přímého streamování** z velkého množství zařízení nabízí celou řadu funkcí navržených tak, aby zlepšily poslech v jakékoliv poslechové situaci. S těmito všemi dostupnými funkcemi si můžete být jisti, že celý systém je navržen tak, aby vše fungovalo hladce s maximálně jednoduchým ovládáním.

## SOUČÁSTI

1. M Mikrofon T-Mic™ s krytem
2. Zvukový procesor
3. Přední mikrofon
4. Multifunkční tlačítko s kontrolkou LED
5. Zadní mikrofon
6. M Bateriový modul
7. Cívka Slim HP s integrovaným kabelem



## NAÍDA CI M90

## SKY CI M90

SNĚHOVĚ BÍLÁ		CI-5293-110	CI-5295-110
PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ		CI-5293-120	CI-5295-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ		CI-5293-130	CI-5295-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ		CI-5293-140	CI-5295-140
SAMETOVĚ ČERNÁ		CI-5293-150	CI-5295-150
AZUROVĚ MODRÁ		–	CI-5295-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ		–	CI-5295-250
OCEÁNSKY MODRÁ		–	CI-5295-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ		–	CI-5295-270
LÁVOVĚ ČERVENÁ		–	CI-5295-280
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*		CI-5293-240	CI-5295-240

\* Tyto nebarvené hypoalergenní procesory jsou určeny pro pacienty, kteří by mohli mít alergickou reakci na barvy. Pro podrobnější informace se obraťte na místní zastoupení společnosti AB.



## CÍVKA SLIM HP

Naída CI M a Sky CI M představují úplně novou **cívku slim HP**, která nabízí komfort a pohodlí. Se svým nízkým profilem vám umožní užívat si aktivního života.



SLIM HP 9 CM (3.5") BÉŽOVÁ		CI-5320-001
SLIM HP 9 CM (3.5") ČERNÁ		CI-5320-002
SLIM HP 9 CM (3.5") HNĚDÁ		CI-5320-003
SLIM HP 9 CM (3.5") ŠEDÁ		CI-5320-004
SLIM HP 9 CM (3.5") BÍLÁ		CI-5320-005
SLIM HP 11 CM (4.25") BÉŽOVÁ		CI-5320-006
SLIM HP 11 CM (4.25") ČERNÁ		CI-5320-007
SLIM HP 11 CM (4.25") HNĚDÁ		CI-5320-008
SLIM HP 11 CM (4.25") ŠEDÁ		CI-5320-009
SLIM HP 11 CM (4.25") BÍLÁ		CI-5320-010
SLIM HP 14 CM (5.5") BÉŽOVÁ		CI-5320-011
SLIM HP 14 CM (5.5") ČERNÁ		CI-5320-012
SLIM HP M 30.5 CM (12") ČERNÁ*		CI-5322-001

\*Pro použití mimo ucho

## BAREVNÉ KRYTY CÍVKY SLIM HP

LÁVOVĚ ČERVENÝ		CI-7131-001
OCEÁNSKY MODRÝ		CI-7131-002
KRÁLOVSKY FIALOVÝ		CI-7131-003
PÍSKOVĚ BÉŽOVÝ		CI-7131-004
KAŠTANOVĚ HNĚDÝ		CI-7131-005
STŘÍBRNĚ ŠEDÝ		CI-7131-006
SAMETOVĚ ČERNÝ		CI-7131-007
AZUROVĚ MODRÝ		CI-7131-008
SVĚTLE RŮŽOVÝ		CI-7131-009
SNĚHOVĚ BÍLÝ		CI-7131-010
PRYSKYŘICOVĚ ČERNÝ*		CI-7131-011
PÍSKOVĚ BÉŽOVÝ VELKÝ		CI-7132-001
KAŠTANOVĚ HNĚDÝ VELKÝ		CI-7132-002
STŘÍBRNĚ ŠEDÝ VELKÝ		CI-7132-003
SAMETOVĚ ČERNÝ VELKÝ		CI-7132-004
PRYSKYŘICOVĚ ČERNÝ VELKÝ*		CI-7132-005
NÁSTROJ NA SEJMUTÍ KRYTU CÍVKY SLIM		CI-7526

\* Tyto nebarvené hypoalergenní kryty jsou určeny pro pacienty, kteří by mohli mít alergickou reakci na barvy. Pro podrobnější informace se obraťte na místní zastoupení společnosti AB.

# MAGNETY SLIM HP & SÍLY

SLIM HP STANDARD MAGNET 1	CI-7524-001	SLIM HP 3D MAGNET 1	CI-7525-001
SLIM HP STANDARD MAGNET 2	CI-7524-002	SLIM HP 3D MAGNET 2	CI-7525-002
SLIM HP STANDARD MAGNET 3	CI-7524-003	SLIM HP 3D MAGNET 3	CI-7525-003
SLIM HP STANDARD MAGNET 4	CI-7524-004	SLIM HP 3D MAGNET 4	CI-7525-004
SLIM HP STANDARD MAGNET 5	CI-7524-005	SLIM HP 3D MAGNET 5	CI-7525-005
SLIM HP STANDARD MAGNET 6	CI-7524-006	SLIM HP 3D MAGNET 6	CI-7525-006
SLIM HP STANDARD MAGNET 7	CI-7524-007	SLIM HP 3D MAGNET 7	CI-7525-007



Je-li magnet Slim HP Standard  $\geq 6$   
 ➔ Barevný kryt cívky Slim HP Velký\*

MINIMUM

MAXIMUM

Rostoucí síla magnetu



Je-li magnet Slim HP 3D  $\geq 5$   
 ➔ Barevný kryt cívky Slim HP Velký\*


\* Barevný kryt cívky Slim HP Velký není určený pro použití u dětí mladších 3 let.

## SADA MAGNETŮ SLIM HP

Sada magnetů Slim HP obsahuje kompletní set magnetů do obou typů cívky a všech dostupných sil. V detailu:

Síla magnetu	1	2	3	4	5	6	7
Standard	2ks	2ks	3ks	3ks	2ks	2ks	2ks
3D	2ks	2ks	3ks	3ks	2ks	2ks	2ks

SADA MAGNETŮ SLIM HP CI-7528



# M VODĚODOLNÁ BATERIE

**M Voděodolná baterie** vám dává stejný skvělý poslechový zážitek, i když si užíváte ty nejnáročnější aktivity, a přitom vám zajišťuje bezpečné a bezstarostné nošení. Mikrofon **AquaMic™** na cívce je jediným voděodolným mikrofonem ke zvukovým procesorům na světě. To vám umožňuje plně se zúčastnit konverzace v jakémkoliv prostředí, třeba při intenzivním cvičení nebo party u bazénu.

## SOUČÁSTI

1. Zvukový procesor
2. Konektor na kabel
3. Zámek na zajištění
4. Slim HP AquaMic
5. M Voděodolný klip na baterii



M VODĚODOLNÁ BATERIE	CI-5068
M VODĚODOLNÝ KLIP NA BATERII	CI-7323
M TĚSNĚNÍ K VODĚODOLNÉ BATERII	CI-7324
M PÁSKA NA PAŽI STANDARDNÍ (42cm)	CI-7435-001
M PÁSKA NA PAŽI MALÁ (26cm)	CI-7435-002



## SLIM HP AQUAMIC

SLIM HP AQUAMIC 30.5 CM (12") BÉŽOVÁ	●	CI-5321-001
SLIM HP AQUAMIC 30.5 CM (12") ČERNÁ	●	CI-5321-002
SLIM HP AQUAMIC 30.5 CM (12") HNĚDÁ	●	CI-5321-003
SLIM HP AQUAMIC 30.5 CM (12") ŠEDÁ	●	CI-5321-004
SLIM HP AQUAMIC 46 CM (18") BÉŽOVÁ	●	CI-5321-005
SLIM HP AQUAMIC 46 CM (18") ČERNÁ	●	CI-5321-006
SLIM HP AQUAMIC 46 CM (18") HNĚDÁ	●	CI-5321-007
SLIM HP AQUAMIC 46 CM (18") ŠEDÁ	●	CI-5321-008
SLIM HP AQUAMIC 61 CM (24") BÉŽOVÁ	●	CI-5321-009
SLIM HP AQUAMIC 61 CM (24") ČERNÁ	●	CI-5321-010
SLIM HP AQUAMIC 61 CM (24") HNĚDÁ	●	CI-5321-011
SLIM HP AQUAMIC 61 CM (24") ŠEDÁ	●	CI-5321-012
SLIM HP AQUAMIC 107 CM (42") BÉŽOVÁ	●	CI-5321-013
SLIM HP AQUAMIC 107 CM (42") ČERNÁ	●	CI-5321-014
SLIM HP AQUAMIC 107 CM (42") HNĚDÁ	●	CI-5321-015
SLIM HP AQUAMIC 107 CM (42") ŠEDÁ	●	CI-5321-016





# MOŽNOSTI NAPÁJENÍ

Ať se jedná o vás nebo o vaše dítě, zvukový procesor Marvel CI budete nosit téměř nepřetržitě. To vyžaduje zařízení, které se příjemně nosí, je diskrétní a nebude vám překážet při vašich oblíbených činnostech.

Marvel CI nabízí celou řadu možností napájení, které vyhovují každému stylu. Poskytují **unikátní ergonomické tvary** pro příjemné a bezpečné nošení: M baterie, Malá, Střední a Velká, jsou tvarované podle ucha tak, aby vám procesor lépe držel na uchu a přitom byl za uchem pohodlně schovaný. Nová M Voděodolná baterie je lehká a ideální pro plavání a outdoorové aktivity.

Obrázek níže ukazuje hmotnost, kapacitu a průměrnou dobu výdrže baterie pro každý typ M baterie.



M Malá

M Střední

M Velká

M Standardní

M Modul Zn-Air

M Voděodolná

Průměrná  
výdrž  
baterií

>10 hodin

>16 hodin

>16 hodin

>16 hodin

>16 hodin

>18 hodin

Hmotnost\*

4,6 g

6,4 g

8,4 g

5,4 g

6,4 g\*\*

29,4 g

Kapacita

90 mAh

150 mAh

220 mAh

170 mAh

dle použitých baterií

225 mAh

\* Samotný procesor: 4,6g

\*\* Se dvěma bateriemi

## M BATERIE MALÁ

SNĚHOVĚ BÍLÁ	●	CI-5551-110
PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ	●	CI-5551-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ	●	CI-5551-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	●	CI-5551-140
SAMETOVĚ ČERNÁ	●	CI-5551-150
AZUROVĚ MODRÁ	●	CI-5551-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ	●	CI-5551-250
OCEÁNSKY MODRÁ	●	CI-5551-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ	●	CI-5551-270
LÁVOVĚ ČERVENÁ	●	CI-5551-280
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*	●	CI-5551-240

## M BATERIE VELKÁ

SNĚHOVĚ BÍLÁ	●	CI-5553-110
PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ	●	CI-5553-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ	●	CI-5553-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	●	CI-5553-140
SAMETOVĚ ČERNÁ	●	CI-5553-150
AZUROVĚ MODRÁ	●	CI-5553-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ	●	CI-5553-250
OCEÁNSKY MODRÁ	●	CI-5553-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ	●	CI-5553-270
LÁVOVĚ ČERVENÁ	●	CI-5553-280
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*	●	CI-5553-240

## M BATERIE STANDARDNÍ

PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ	●	CI-5555-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ	●	CI-5555-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	●	CI-5555-140
SAMETOVĚ ČERNÁ	●	CI-5555-150
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*	●	CI-5555-240

## M BATERIE STŘEDNÍ

SNĚHOVĚ BÍLÁ	●	CI-5552-110
PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ	●	CI-5552-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ	●	CI-5552-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	●	CI-5552-140
SAMETOVĚ ČERNÁ	●	CI-5552-150
AZUROVĚ MODRÁ	●	CI-5552-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ	●	CI-5552-250
OCEÁNSKY MODRÁ	●	CI-5552-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ	●	CI-5552-270
LÁVOVĚ ČERVENÁ	●	CI-5552-280
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*	●	CI-5552-240

## M MODUL ZN-AIR

SNĚHOVĚ BÍLÁ	●	CI-5501-110
PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ	●	CI-5501-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ	●	CI-5501-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	●	CI-5501-140
SAMETOVĚ ČERNÁ	●	CI-5501-150
AZUROVĚ MODRÁ	●	CI-5501-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ	●	CI-5501-250
OCEÁNSKY MODRÁ	●	CI-5501-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ	●	CI-5501-270
LÁVOVĚ ČERVENÁ	●	CI-5501-280
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*	●	CI-5501-240

## NABÍJEČKA

M NABÍJEČKA BATERÍ	CI-5607
M POUZDRO NA BATERIE	CI-7436



\* Tyto nebarvené hypoalergenní baterie jsou určeny pro pacienty, kteří by mohli mít alergickou reakci na barvy. Pro podrobnější informace se obraťte na místní zastoupení společnosti AB.



## M HÁČKY

M UŠNÍ HÁČEK MALÝ	CI-5711-100
M UŠNÍ HÁČEK STANDARDNÍ	CI-5711-110
M UŠNÍ HÁČEK S KONCOVKOU MALÝ	CI-5711-200
M UŠNÍ HÁČEK S KONCOVKOU STANDARD	CI-5711-210
M NÁSTROJ K VYSUNUTÍ KOLÍČKU (2 V BALENÍ)	CI-6147-014
M KOLÍČEK K UŠNÍM HÁČKŮM (10 V BALENÍ)	CI-6147-015



## M AKUSTICKÝ HÁČEK

M AKUSTICKÝ HÁČEK PRAVÝ 00	CI-5851-001
M AKUSTICKÝ HÁČEK PRAVÝ 0	CI-5851-002
M AKUSTICKÝ HÁČEK PRAVÝ 1	CI-5851-003
M AKUSTICKÝ HÁČEK PRAVÝ 2	CI-5851-004
M AKUSTICKÝ HÁČEK PRAVÝ 3	CI-5851-005
M AKUSTICKÝ HÁČEK LEVÝ 00	CI-5851-006
M AKUSTICKÝ HÁČEK LEVÝ 0	CI-5851-007
M AKUSTICKÝ HÁČEK LEVÝ 1	CI-5851-008
M AKUSTICKÝ HÁČEK LEVÝ 2	CI-5851-009
M AKUSTICKÝ HÁČEK LEVÝ 3	CI-5851-010
M SADA NÁSTROJŮ K AKUSTICKÉMU HÁČKU	CI-6148



## M MIKROFON T-MIC

M T-MIC MALÝ	CI-5837-100
M T-MIC STŘEDNÍ	CI-5837-200
M T-MIC VELKÝ	CI-5837-300



# MOŽNOSTI NOŠENÍ & PŘICHYČENÍ

Naída CI M a Sky CI M nabízí různé možnosti nošení, které se přizpůsobí všem dospělým nebo dětským potřebám.

Ve společnosti Advanced Bionics známe malá ouška nejlépe. Je to díky tomu, že pracujeme řadu let na řešeních, která zajistí, aby naše technologie bezpečně držela tam, kde má být – a přitom nijak nepřekážela vašemu dítěti v prozkoumávání světa.

M KLIP NA OBLEČENÍ	CI-7322
M FIXAČNÍ GUMIČKA SNUGGIE	CI-7325
M FIXAČNÍ MANŽETA MALÁ (44mm)	CI-7326-001
M FIXAČNÍ MANŽETA VELKÁ (64mm)	CI-7326-002

Na nošení mimo ucho  
M KLIP NA OBLEČENÍ



Bezpečně na uchu  
M FIXAČNÍ GUMIČKA  
SNUGGIE

Za uchem  
M FIXAČNÍ MANŽETA



# PHONAK AKUSTICKÝ SYSTÉM 4.0

KONCOVKA S VENTEM 4.0 S (balení)	054-0809
KONCOVKA S VENTEM 4.0 M (balení)	054-0810
KONCOVKA S VENTEM 4.0 L (balení)	054-0811
KONCOVKA POWER 4.0 S (balení)	054-0820
KONCOVKA POWER 4.0 M (balení)	054-0821
KONCOVKA POWER 4.0 L (balení)	054-0822
CERUSHIELD™ DISK	098-0445
NÁSTROJ PRO ZMĚŘENÍ DÉLKY KABELU RECEIVERU	026-0697



Konevka Power 4.0



Konevka s ventem 4.0



CeruShield Disk

## OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Programování

NOAHLINK WIRELESS PROGRAMOVACÍ INTERFACE	058-0139*
M PROGRAMOVACÍ KABEL	CI-5826

### Kontrola zařízení

M ZKOUŠEČKA POSLECHU	CI-5827
----------------------	---------

### Sady & Pouzdra

VYSOUŠECÍ SADA	CI-7430-020
POUZDRO NA NOŠENÍ	305-Q144*

\* pouze SAP číslo

## APLIKACE AB REMOTE PRO LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ

Mít možnosti snadno ovládat váš zvukový procesor znamená, že vždy budete slyšet co nejlépe. Naše aplikace AB Remote vám umožňuje snadné a diskrétní ovládání z jednoho smartphonu. Aplikace AB Remote je zdarma dostupná na zařízeních s OS Android a iOS.



# INTEGROVANÁ KONEKTIVITA

Procesory Naída CI M a Sky CI M jsou jediné procesory ke kochleárnímu implantátu na světě, které přímo streamují telefonní hovory a audio prakticky z kteréhokoliv chytrého telefonu a zařízení s Bluetooth®. Naše zabudovaná **technologie Phonak RogerDirect™** zlepšuje poslechový výkon ve složitých poslechových situacích bez nutnosti připojovat jakékoliv další zařízení ke zvukovému procesoru.



**RogerDirect** je funkce systému Marvel, která umožňuje streamovat zvuk přímo ze zařízení Roger do sluchových pomůcek bez nutnosti připojit externí přijímač. Ve srovnání s předchozí generací zvukových procesorů AB, zvukový procesor Marvel CI nabízí možnosti plného využití technologie Roger a přitom je o **23 % kratší** a o **34 % lehčí**.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ROGER

ROGER X (02)		052-3113-X02P5
ROGER X BEZ (02) PŘIJÍMAČE ROGER		052-3489-X02P5
ROGER INSTALLER		055-3033
ROGER SELECT CHAMPAGNE s napájecím zdrojem (EU)*	●	052-3478-000P5
ROGER SELECT CHAMPAGNE bez napájecího zdroje	●	052-3471-000P5
ROGER SELECT GRAPHITE GREY s napájecím zdrojem (EU)*	●	052-3478-000P7
ROGER SELECT GRAPHITE GREY bez napájecího zdroje	●	052-3471-000P7
ROGER SELECT PEARL WHITE s napájecím zdrojem (EU)*	○	052-3478-000W3
ROGER SELECT PEARL WHITE bez napájecího zdroje	○	052-3471-000W3
ROGER SELECT iN CHAMPAGNE s napájecím zdrojem (EU)*	●	056-3002-P5012
ROGER SELECT iN CHAMPAGNE bez napájecího zdroje	●	056-3002-P5
ROGER SELECT iN GRAPHITE GREY s napájecím zdrojem (EU)*	●	056-3002-P7012
ROGER SELECT iN GRAPHITE GREY bez napájecího zdroje	●	056-3002-P7
ROGER SELECT iN PEARL WHITE s napájecím zdrojem (EU)*	○	056-3002-W3012
ROGER SELECT iN PEARL WHITE bez napájecího zdroje	○	056-3002-W3
ROGER CLIP-ON MIC ŠEDÁ	●	052-3294

Produkty společnosti Phonak zobrazeny v tomto katalogu, jsou distribuovány lokálně společností Phonak nebo smluvními partnery společnosti Phonak. Ověřte si prosím dostupnost u svého místního zastoupení AB.



# PŘÍSLUŠENSTVÍ PHONAK

PHONAK TV CONNECTOR s napájecím zdrojem (EU)*	076-3006-0612
PHONAK TV CONNECTOR bez napájecího zdroje	076-3006-06
PHONAK REMOTECONTROL	076-0065-P5
PHONAK PARTNERMIC s napájecím zdrojem (EU)*	076-4001-P512
PHONAK PARTNERMIC bez napájecího zdroje	076-4001-P510



Roger X



Roger Installer



Roger Select  
Roger Select iN



Phonak  
TV Connector



Phonak  
RemoteControl



Roger  
Clip-On Mic



Phonak  
PartnerMic

\* Zdroje dodávané do UK naleznete pod jiným produktovým číslem. Pro více informací kontaktujte zástupce AB.

## BIMODÁLNÍ ŘEŠENÍ

Ve společnosti Advanced Bionics denně pracujeme na tom, abychom zajistili, že každá z vašich potřeb bude uspokojena. Společně s firmou Phonak jsme největší a nejinnovativnější společností, která se věnuje poskytování řešení pro každý typ a stupeň sluchové ztráty.

Když budete používat kochleární implantát a sluchadlo, můžete mít na jednom uchu procesor Naída CI M nebo Sky CI M a sluchadlo **Phonak Naída™ Link M** nebo **Phonak Sky™ Link M** na uchu druhém. Tato unikátní konfigurace je navržena tak, aby obě zařízení zpracovávala zvuk stejným způsobem. Společně poskytují konzistentní poslechový zážitek a vynikající rozumění řeči, na rozdíl od jiných sluchadel a kochleárních implantátů, které nejsou navrženy pro takovouto vzájemnou spolupráci.




## Řešení, která pracují společně

Jedincům, kteří mají na jednom uchu zbytky sluchu, pomáhá správné sluchadlo slyšet lépe, než kdyby měli samotný implantát. Použití sluchadla Naída Link M společně s procesorem Naída CI M nebo sluchadla Sky Link M s procesorem Sky CI M poskytuje vyrovnané sluchové vjemy v obou uších a umožňuje ovládat obě zařízení zároveň.



Sluchadlo  
Naída Link M / Sky Link M




Zvukový procesor  
Naída CI M / Sky CI M



## PHONAK NAÍDA LINK M & PHONAK SKY LINK M

PHONAK NAÍDA LINK M PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ		050-0801-P1
PHONAK NAÍDA LINK M KAŠTANOVĚ HNĚDÁ		050-0801-P4
PHONAK NAÍDA LINK M STŘÍBRNĚ ŠEDÁ		050-0801-P6
PHONAK NAÍDA LINK M SAMETOVĚ ČERNÁ		050-0801-P8
PHONAK SKY LINK M PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ		050-0802-P1
PHONAK SKY LINK M KAŠTANOVĚ HNĚDÁ		050-0802-P4
PHONAK SKY LINK M SAMETOVĚ ČERNÁ		050-0802-P8
PHONAK SKY LINK M AZUROVĚ MODRÁ		050-0802-Q3
PHONAK SKY LINK M SVĚTLE RŮŽOVÁ		050-0802-T3
PHONAK SKY LINK M OCEÁNSKY MODRÁ		050-0802-M7





# PŘEHLED PROGRAMŮ A FUNKCÍ

PROGRAM / FUNKCE		NAÍDA CI M90	SKY CI M90
<b>AUTOSENSE OS 3.0 / AUTOSENSE SKY OS 3.0</b>			
Tichá situace	Pro tichá prostředí a rozumění řeči a poslechový komfort při konverzaci s jednou osobou.	●	●
Řeč v hluku	Pro rozumění řeči a komfort v hlučném prostředí a ve skupině osob.	●	●
Komfort v hluku	Pro poslechový komfort v hlučných situacích bez přítomnosti řeči.	●	●
Hudba	Pro přirozenější poslech a vnímání hudby.	●	●
Řeč v hlasitém hluku	Pro rozumění řeči v hlučném prostředí a za přítomnosti mnoha lidí. Funkce StereoZoom v programu umožňuje velmi selektivní zaměření na zdroj zvuku před posluchačem.	●	●
Řeč v autě	Pro stabilní poslechové prostředí v autě.	●	●
Komfort při ozvěně	Pro komfortní rozumění řeči v prostředích s dozvuky a ozvěnou.	●	●
Streamovaná řeč	Použití při streamování řeči z A2DP nebo AirStream.	●	●
Streamovaná hudba	Použití při streamování hudby z A2DP nebo AirStream.	●	●
<b>DALŠÍ MANUÁLNĚ VOLITELNÉ PROGRAMY (max 4)</b>			
Řeč v 360°	Pro možnost výběru směru poslechu v situacích, kdy se nelze obrátit ke zdroji zvuku čelem.	●	●
DuoPhone	Funkce DuoPhone streamuje signál v reálném čase do druhého ucha, takže hlas volajícího je slyšet v obou uších bez nutnosti použít další příslušenství.	●	●
Program Off-Ear	Pro použití v konfiguraci procesoru k nošení mimo ucho za použití mikrofonu na vysílací cívce.	●	●
Volitelný program	–	●	●
<b>PROGRAMY STREAMOVÁNÍ</b>			
RogerDirect + mic	Kombinuje vstup z mikrofonu Roger a mikrofonů procesoru.	●	●
Telefonování + mic	Kombinuje vstup telefonního hovoru z telefonu a mikrofonů procesoru.	●	●
PartnerMic + mic	Kombinuje vstup z Phonak PartnerMic a mikrofonů procesoru.	●	●

PROGRAM / FUNKCE		NAÍDA CI M90	SKY CI M90
<b>UNIKÁTNÍ FUNKCE</b>			
UltraZoom	UltraZoom je adaptivní vícekanálová technologie tvarování směrové charakteristiky, která zlepšuje srozumitelnost řeči v hlučném prostředí.	●	●
UZ + SNR-Boost	Technologie navržená ke zlepšení odstupu signál/šum v programu s technologií UltraZoom, aby poskytla ještě účinnější potlačení zvuku zezadu.	●	●
StereoZoom	StereoZoom je adaptivní vícekanálová technologie tvarování směrové charakteristiky, která se adaptuje na pohybující se a asymetrické zdroje rušení. Její použití vyžaduje kompatibilní zařízení na druhém uchu.	●	●
DuoPhone	Automaticky streamuje hlas volajícího i do druhého ucha, takže je jeho hlas slyšet zároveň v obou uších.	●	●
Real Ear Sound	Real Ear Sound simuluje funkci a směrovou charakteristiku T-Mic.	●	●
WindBlock	WindBlock využívá systém identifikace a rozpoznání zvuku větru. Výkonný adaptivní algoritmus automaticky potlačuje hluk větru.	●	●
EchoBlock	EchoBlock je navržen pro prostředí s dozvuky nebo ozvěnou, jako jsou velké výrobní haly, kostely a místnosti s velkou odrazivostí zvuku. EchoBlock automaticky odstraňuje dozvuky a ozvěnu.	●	●
SoundRelax	SoundRelax okamžitě a přesně identifikuje impulzní zvuky a aplikuje snížení zisku odpovídající charakteru původního špičkového signálu. SoundRelax tlumí nepříjemné impulzní zvuky.	●	●
QuickSync	Jedním dotykem ovládáte oba dva. Okamžitý širokopásmový přenos dat mezi oběma zařízeními zajišťuje, že nastavení hlasitosti a programu jsou vždy vyrovnána a synchronizována. Stisknutí tlačítka na jednom zařízení znamená stejnou změnu i na druhém zařízení.	●	●
Environmental balance	Možnost úpravy hlasitosti, která umožňuje uživatelům upravit hlasitost streamovaného signálu oproti zvukům okolního prostředí stisknutím ovládacího tlačítka hlasitosti.	●	●

🏠 ADVANCED BIONICS LLC – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States  
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 [info.us@advancedbionics.com](mailto:info.us@advancedbionics.com)

**EC REP** ADVANCED BIONICS GMBH - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany

Pro informace o dalších pobočkách AB prosím navštivte [advancedbionics.com/contact](https://advancedbionics.com/contact)

\*Všechny barvy a velikosti nejsou dostupné na všech trzích.

Advanced Bionics – A Sonova brand

Kontaktujte prosím svého místního zástupce AB pro informaci o schválení a dostupnost ve vašem regionu.

Slovní označení a logo Bluetooth® jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek skupinou Sonova AG je licencováno.