

Produktový katalog

NAÍDA CI M & SKY CI M

Zvukový procesor a příslušenství



MARVEL CI



ADVANCED
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS



SPOJTE SE S OKAMŽIKY, KTERÉ MÁTE RÁDI S MARVEL

ZVUKOVÉ PROCESORY MARVEL	4
Možnosti barev	5
SLIM HP	6
Cívky	6
Barevné kryty cívky	6
Magnety Slim HP	7
VODĚODOLNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	8
Voděodolná Baterie & Slim HP AquaMic	8
Možnosti barev	9
MOŽNOSTI NAPÁJENÍ	10
Možnosti barev	11
Nabíječka	11
UŠNÍ HÁČEK	12
AKUSTICKÝ HÁČEK	12
MIKROFON T-MIC	12
MOŽNOSTI NOŠENÍ A PŘICHYCENÍ	13
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	14
Aplikace AB Remote Support	15
Aplikace AB Remote	15
UNIVERZÁLNÍ KONEKTIVITA	16
Příslušenství Roger	17
Příslušenství Phonak	17
ŘEŠENÍ PRO PROPOJENÍ OBOU UŠÍ	18
Phonak Naída Link M	20
Phonak Sky Link M	20
Phonak CROS P-13	21
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	22

ZVUKOVÉ PROCESORY MARVEL CI VYTVOŘENY PRO VÁS

Zvukové procesory Naída™ CI M a Sky CI™ M jsou součástí našeho inovativního a pokročilého systému kochleárního implantátu, který poskytuje výjimečný poslechový zážitek. To znamená jedinečný zvuk a dokonalé slyšení v jakémkoliv poslechovém prostředí, což vám nebo vašemu dítěti společně s možností osobního přizpůsobení a odolnosti umožňuje užít si všechna životní dobrodružství.

Naída CI M a Sky CI M s využitím systému **AutoSense OS™ 3.0 a přímého streamování** z velkého množství zařízení nabízí celou řadu funkcí navržených tak, aby zlepšovaly poslech v jakékoliv poslechové situaci. S těmito všemi dostupnými funkcemi si můžete být jisti, že celý systém je navržen tak, aby vše fungovalo hladce s maximálně jednoduchým ovládáním. Pro více informací o produktech a jejich funkcích navštivte stránku 22 (technické specifikace).

SOUČÁSTI

- 1. M Mikrofon T-Mic™ s krytem
- 2. Zvukový procesor
- 3. Přední mikrofon
- 4. Multifunkční tlačítko s kontrolkou LED
- 5. Zadní mikrofon
- 6. M Bateriový modul
- 7. Cívka Slim HP s integrovaným kabelem



		NAÍDA CI M90	NAÍDA CI M30	SKY CI M90
SNĚHOVĚ BÍLÁ		CI-5293-110	N/A	CI-5295-110
PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ		CI-5293-120	CI-5294-120	CI-5295-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ		CI-5293-130	CI-5294-130	CI-5295-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ		CI-5293-140	CI-5294-140	CI-5295-140
SAMETOVĚ ČERNÁ		CI-5293-150	CI-5294-150	CI-5295-150
AZUROVĚ MODRÁ		N/A	N/A	CI-5295-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ		N/A	N/A	CI-5295-250
OCEÁNSKY MODRÁ		N/A	N/A	CI-5295-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ		N/A	N/A	CI-5295-270
LÁVOVĚ ČERVENÁ		N/A	N/A	CI-5295-280
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*		CI-5293-240	CI-5294-240	CI-5295-240

* Tyto nebarvené hypoalergenní procesory jsou určeny pro pacienty, kteří by mohli mít alergickou reakci na barvy.
Pro podrobnější informace se obraťte na místní zastoupení společnosti AB.



CÍVKA SLIM HP

Naída CI M a Sky CI M představuje úplně novou **cívku Slim HP**, která nabízí komfort a pohodlí. Se svým nízkým profilem vám umožní užívat si aktivní styl života.



SLIM HP 9 CM (3.5") BÉŽOVÁ ¹		CI-5320-001
SLIM HP 9 CM (3.5") ČERNÁ ¹		CI-5320-002
SLIM HP 9 CM (3.5") HNĚDÁ ¹		CI-5320-003
SLIM HP 9 CM (3.5") ŠEDÁ ¹		CI-5320-004
SLIM HP 9 CM (3.5") BÍLÁ ¹		CI-5320-005
SLIM HP 11 CM (4.25") BÉŽOVÁ ¹		CI-5320-006
SLIM HP 11 CM (4.25") ČERNÁ ¹		CI-5320-007
SLIM HP 11 CM (4.25") HNĚDÁ ¹		CI-5320-008
SLIM HP 11 CM (4.25") ŠEDÁ ¹		CI-5320-009
SLIM HP 11 CM (4.25") BÍLÁ ¹		CI-5320-010
SLIM HP 14 CM (5.5") BÉŽOVÁ ¹		CI-5320-011
SLIM HP 14 CM (5.5") ČERNÁ ¹		CI-5320-012
SLIM HP M 30.5 CM (12") ČERNÁ ¹		CI-5322-001

1. Pro použití za uchem (bez integrovaného mikrofonu)
2. Pro použití mimo ucho (s integrovaným mikrofonom)

BAREVNÉ KRYTY CÍVKY SLIM HP

LÁVOVĚ ČERVENÝ		CI-7131-001
OCEÁNSKY MODRÝ		CI-7131-002
KRÁLOVSKY FIALOVÝ		CI-7131-003
PÍSKOVĚ BÉŽOVÝ		CI-7131-004
KAŠTANOVĚ HNĚDÝ		CI-7131-005
STŘÍBRNĚ ŠEDÝ		CI-7131-006
SAMETOVĚ ČERNÝ		CI-7131-007
AZUROVĚ MODRÝ		CI-7131-008
SVĚTLE RŮŽOVÝ		CI-7131-009
SNĚHOVĚ BÍLÝ		CI-7131-010
PRYSKYŘICOVĚ ČERNÝ*		CI-7131-011
PÍSKOVĚ BÉŽOVÝ VELKÝ		CI-7132-001
KAŠTANOVĚ HNĚDÝ VELKÝ		CI-7132-002
STŘÍBRNĚ ŠEDÝ VELKÝ		CI-7132-003
SAMETOVĚ ČERNÝ VELKÝ		CI-7132-004
PRYSKYŘICOVĚ ČERNÝ VELKÝ*		CI-7132-005
NÁSTROJ NA SEJMU TÍ KRYTU CÍVKY SLIM		CI-7526

* Tyto nebarvené hypoalergenní kryty jsou určeny pro pacienty, kteří by mohli mít alergickou reakci na barvy. Pro podrobnější informace se obraťte na místní zastoupení společnosti AB.



MAGNETY SLIM HP & SÍLY

SLIM HP STANDARD MAGNET 1	CI-7524-001
SLIM HP STANDARD MAGNET 2	CI-7524-002
SLIM HP STANDARD MAGNET 3	CI-7524-003
SLIM HP STANDARD MAGNET 4	CI-7524-004
SLIM HP STANDARD MAGNET 5	CI-7524-005
SLIM HP STANDARD MAGNET 6	CI-7524-006
SLIM HP STANDARD MAGNET 7	CI-7524-007

SLIM HP 3D MAGNET 1	CI-7525-001
SLIM HP 3D MAGNET 2	CI-7525-002
SLIM HP 3D MAGNET 3	CI-7525-003
SLIM HP 3D MAGNET 4	CI-7525-004
SLIM HP 3D MAGNET 5	CI-7525-005
SLIM HP 3D MAGNET 6	CI-7525-006
SLIM HP 3D MAGNET 7	CI-7525-007



Je-li magnet Slim HP Standard ≥ 6
➔ Barevný kryt cívky Slim HP Velký*



Je-li magnet Slim HP 3D ≥ 5
➔ Barevný kryt cívky Slim HP Velký*


*Barevný kryt Slim HP Velký není určený pro použití u dětí mladších 3 let.

SADA MAGNETŮ SLIM HP

Sada magnetů Slim HP obsahuje kompletní set magnetů do obou typů cívky a všech dostupných sil. V detailu:

Síla magnetu	1	2	3	4	5	6	7
Standard	2 pcs	2 pcs	3 pcs	3 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs
3D	2 pcs	2 pcs	3 pcs	3 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs

SADA MAGNETŮ SLIM HP	CI-7528
----------------------	---------



M VODĚODOLNÁ BATERIE

M Voděodolná baterie vám dává stabilní poslechový zážitek, i když si užíváte ty nejnáročnější aktivity, a při tom vám zajišťuje bezpečné a bezstarostné nošení. Mikrofon **AquaMic™** na cívce je jediným voděodolným mikrofonem ke zvukovým procesorům na světě. To vám umožňuje plně se zúčastnit konverzace v jakémkoliv prostředí, třeba při intenzivním cvičení nebo párty u bazénu.

SOUČÁSTI

- 1. Zvukový procesor
- 2. Konektor na kabel
- 3. Zámek na zajištění
- 4. Slim HP AquaMic
- 5. M Voděodolný klip na baterii

M VODĚODOLNÁ BATERIE	CI-5068
M VODĚODOLNÝ KLIP NA BATERII	CI-7323
M TĚSNĚNÍ K VODĚODOLNÉ BATERII	CI-7324
M PÁSKA NA PAŽI STANDARDNÍ (42 cm)	CI-7435-001
M PÁSKA NA PAŽI MALÁ (26 cm)	CI-7435-002

SLIM HP AQUAMIC

SLIM HP AQUAMIC 30.5 CM (12") BÉŽOVÁ	●	CI-5321-001
SLIM HP AQUAMIC 30.5 CM (12") ČERNÁ	●	CI-5321-002
SLIM HP AQUAMIC 30.5 CM (12") HNĚDÁ	●	CI-5321-003
SLIM HP AQUAMIC 30.5 CM (12") ŠEDÁ	●	CI-5321-004
SLIM HP AQUAMIC 46 CM (18") BÉŽOVÁ	●	CI-5321-005
SLIM HP AQUAMIC 46 CM (18") ČERNÁ	●	CI-5321-006
SLIM HP AQUAMIC 46 CM (18") HNĚDÁ	●	CI-5321-007
SLIM HP AQUAMIC 46 CM (18") ŠEDÁ	●	CI-5321-008
SLIM HP AQUAMIC 61 CM (24") BÉŽOVÁ	●	CI-5321-009
SLIM HP AQUAMIC 61 CM (24") ČERNÁ	●	CI-5321-010
SLIM HP AQUAMIC 61 CM (24") HNĚDÁ	●	CI-5321-011
SLIM HP AQUAMIC 61 CM (24") ŠEDÁ	●	CI-5321-012
SLIM HP AQUAMIC 107 CM (42") BÉŽOVÁ	●	CI-5321-013
SLIM HP AQUAMIC 107 CM (42") ČERNÁ	●	CI-5321-014
SLIM HP AQUAMIC 107 CM (42") HNĚDÁ	●	CI-5321-015
SLIM HP AQUAMIC 107 CM (42") ŠEDÁ	●	CI-5321-016



MOŽNOSTI NAPÁJENÍ

Ať se jedná o vás nebo o vaše dítě, zvukový procesor Marvel CI budete nosit téměř nepřetržitě. To vyžaduje zařízení, které se příjemně nosí, je diskrétní a nebude vám překážet při vašich oblíbených činnostech.

Marvel CI nabízí celou řadu možností napájení, které vyhovují každému stylu. Poskytují **unikátní ergonomické tvary** pro příjemné a bezpečné nošení: M Baterie Malá, Střední a Velká, jsou tvarované podle ucha tak, aby vám procesor lépe držel na uchu, a přitom byl za uchem pohodlně schovaný. Nová M voděodolná baterie je lehká a ideální pro plavání a outdoorové aktivity.

Graf níže ukazuje hmotnost, kapacitu a průměrnou dobu výdrže baterie pro každý typ M baterie.



M Malá M Střední M Velká M Standardní M Modul Zn-Air M Voděodolná

Průměrná výdrž baterií	>10 hodin	>16 hodin	>16 hodin	>16 hodin	>16 hodin	>18 hodin
Hmotnost ¹	4.6 g	6.4 g	8.4 g	5.4 g	6.4 g ²	29.4 g

1. Samostatný procesor: 4.6 g
2. Se dvěma bateriemi

M BATERIE MALÁ

SNĚHOVĚ BÍLÁ	●	CI-5551-110
PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ	●	CI-5551-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ	●	CI-5551-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	●	CI-5551-140
SAMETOVĚ ČERNÁ	●	CI-5551-150
AZUROVĚ MODRÁ	●	CI-5551-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ	●	CI-5551-250
OCEÁNSKY MODRÁ	●	CI-5551-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ	●	CI-5551-270
LÁVOVĚ ČERVENÁ	●	CI-5551-280
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*	●	CI-5551-240

M BATERIE VELKÁ

SNĚHOVĚ BÍLÁ	●	CI-5553-110
PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ	●	CI-5553-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ	●	CI-5553-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	●	CI-5553-140
SAMETOVĚ ČERNÁ	●	CI-5553-150
AZUROVĚ MODRÁ	●	CI-5553-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ	●	CI-5553-250
OCEÁNSKY MODRÁ	●	CI-5553-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ	●	CI-5553-270
LÁVOVĚ ČERVENÁ	●	CI-5553-280
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*	●	CI-5553-240

M BATERIE STANDARDNÍ

PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ	●	CI-5555-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ	●	CI-5555-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	●	CI-5555-140
SAMETOVĚ ČERNÁ	●	CI-5555-150
AZUROVĚ MODRÁ	●	CI-5555-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ	●	CI-5555-250
OCEÁNSKY MODRÁ	●	CI-5555-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ	●	CI-5555-270
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*	●	CI-5555-240

M BATERIE STŘEDNÍ

SNĚHOVĚ BÍLÁ	●	CI-5552-110
PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ	●	CI-5552-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ	●	CI-5552-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	●	CI-5552-140
SAMETOVĚ ČERNÁ	●	CI-5552-150
AZUROVĚ MODRÁ	●	CI-5552-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ	●	CI-5552-250
OCEÁNSKY MODRÁ	●	CI-5552-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ	●	CI-5552-270
LÁVOVĚ ČERVENÁ	●	CI-5552-280
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*	●	CI-5552-240

M MODUL ZN-AIR

SNĚHOVĚ BÍLÁ	●	CI-5501-110
PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ	●	CI-5501-120
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ	●	CI-5501-130
STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	●	CI-5501-140
SAMETOVĚ ČERNÁ	●	CI-5501-150
AZUROVĚ MODRÁ	●	CI-5501-190
SVĚTLE RŮŽOVÁ	●	CI-5501-250
OCEÁNSKY MODRÁ	●	CI-5501-260
KRÁLOVSKY FIALOVÁ	●	CI-5501-270
LÁVOVĚ ČERVENÁ	●	CI-5501-280
PRYSKYŘIC. BÉŽOVÁ*	●	CI-5501-240

NABÍJEČKA

M NABÍJEČKA BATERIÍ	CI-5607
M POUZDRO NA BATERIE	CI-7436



*Tyto nebarvené hypoalergenní baterie jsou určeny pro pacienty, kteří by mohli mít alergickou reakci na barvy.
Pro podrobnější informace se obraťte na místní zastoupení společnosti AB



M HÁČKY

M UŠNÍ HÁČEK MALÝ	CI-5711-100
M UŠNÍ HÁČEK STANDARDNÍ	CI-5711-110
M UŠNÍ HÁČEK S KONCOVKOU MALÝ	CI-5711-200
M UŠNÍ HÁČEK S KONCOVKOU STANDARDNÍ	CI-5711-210
M NÁSTROJ K VYSUNUTÍ KOLÍČKU (2 v balení)	CI-6147-014
M KOLÍČEK K UŠNÍMU HÁČKU (10 v balení)	CI-6147-015

MOŽNOSTI NOŠENÍ & PŘICHYCENÍ

Naída CI M a Sky CI M nabízí různé možnosti nošení, které se přizpůsobí všem dospělým nebo dětským potřebám.

Ve společnosti Advanced Bionics známe malá ouška nejlépe. Je to proto, že pracujeme řadu let na řešeních, která zajistí, aby naše technologie bezpečně držela tam, kde má být, a přitom nijak nepřekážela vašemu dítěti v prozkoumávání světa.

M KLIP NA OBLEČENÍ	CI-7322
M FIXAČNÍ GUMIČKA SNUGGIE	CI-7325
M FIXAČNÍ MANŽETA MALÁ (44 mm)	CI-7326-001
M FIXAČNÍ MANŽETA VELKÁ (64 mm)	CI-7326-002



M AKUSTICKÝ HÁČEK

M AKUSTICKÝ HÁČEK PRAVÝ 00	CI-5851-001
M AKUSTICKÝ HÁČEK PRAVÝ 0	CI-5851-002
M AKUSTICKÝ HÁČEK PRAVÝ 1	CI-5851-003
M AKUSTICKÝ HÁČEK PRAVÝ 2	CI-5851-004
M AKUSTICKÝ HÁČEK PRAVÝ 3	CI-5851-005
M AKUSTICKÝ HÁČEK LEVÝ 00	CI-5851-006
M AKUSTICKÝ HÁČEK LEVÝ 0	CI-5851-007
M AKUSTICKÝ HÁČEK LEVÝ 1	CI-5851-008
M AKUSTICKÝ HÁČEK LEVÝ 2	CI-5851-009
M AKUSTICKÝ HÁČEK LEVÝ 3	CI-5851-010
M SADA NÁSTROJŮ K AKUSTICKÉMU HÁČKU	CI-6150

Na nošení mimo ucho
M KLIP NA OBLEČENÍ



Bezpečně na uchu
M FIXAČNÍ GUMIČKA
SNUGGIE



M MIKROFON T-MIC

M T-MIC MALÝ	CI-5837-100
M T-MIC STŘEDNÍ	CI-5837-200
M T-MIC VELKÝ	CI-5837-300
M KOLÍČEK K UŠNÍMU HÁČKU (25 v balení)	CI-6147-005
M KRYTKA MIKROFONU T-MIC (25 v balení)	CI-6147-006
M KRYTKA MIKROFONU T-MIC (8 v balení)	CI-6147-007
M NÁSTROJ K VYSUNUTÍ KOLÍČKU (2 v balení)	CI-6147-014
M KOLÍČEK K UŠNÍMU HÁČKU (10 v balení)	CI-6147-015

Za uchem
M FIXAČNÍ MANŽETA



PHONAK AKUSTICKÝ SYSTÉM 4.0

KONCOVKA S VENTEM 4.0 S (balení)	054-0809*
KONCOVKA S VENTEM 4.0 M (balení)	054-0810*
KONCOVKA S VENTEM 4.0 L (balení)	054-0811*
KONCOVKA POWER 4.0 S (balení)	054-0820*
KONCOVKA POWER 4.0 M (balení)	054-0821*
KONCOVKA POWER 4.0 L (balení)	054-0822*
CERUSHIELD™ DISK	098-0445*
NÁSTROJ PRO ZMĚŘENÍ DÉLKY KABELU RECEIVERU	026-0697*
CROS TUBE 4.0 0L	054-0886*
CROS TUBE 4.0 0R	054-0887*
CROS TUBE 4.0 1L	054-0888*
CROS TUBE 4.0 1R	054-0889*
CROS TUBE 4.0 2L	054-0890*
CROS TUBE 4.0 2R	054-0891*
CROS TUBE 4.0 3L	054-0892*
CROS TUBE 4.0 3R	054-0893*
CROS TUBE 5 0L	054-1180*
CROS TUBE 5 0R	054-1184*
CROS TUBE 5 1L	054-1181*
CROS TUBE 5 1R	054-1185*
CROS TUBE 5 2L	054-1182*
CROS TUBE 5 2R	054-1186*
CROS TUBE 5 3L	054-1183*
CROS TUBE 5 3R	054-1187*

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROGRAMOVÁNÍ	NASTAVOVACÍ SOFTWARE TARGET CI	CI-6057-001
	PROGRAMOVACÍ INTERFACE NOAHLINK WIRELESS	058-0139*
	M PROGRAMOVACÍ KABEL	CI-5826
	M USB KABEL K CPI-3 (2M)	CI-6408-002
KONTROLA ZAŘÍZENÍ	M ZKOUŠEČKA POSLECHU	CI-5827
	SLUCHÁTKA KE ZKOUŠEČCE POSLECHU	CI-5822
SADY & POUZDRA	VYSOUŠECÍ SADA	CI-7313-001
	M POUZDRO NA NOŠENÍ	305-Q144*
PRO DĚTI	M DĚTSKÁ SPONA (LEO)	305-M169*
	SKY CI M POLEPY	305-M170*



Konec Power 4.0



Konec s ventem 4.0



CeruShield Disk



CROS Tubes

APLIKACE AB REMOTE SUPPORT

CI-6517

Mobilní aplikace umožňující specialistům provést vzdálené nastavení přes WiFi/ mobilní datové připojení.^{1,2}

APLIKACE AB REMOTE

CI-6058-001

Mobilní aplikace pro snadnou změnu programu a hlasitosti a s možností kontroly zařízení.¹



1. Zdarma dostupná na zařízeních s iOS a OS Android
2. Pro dospělé a děti starší 13 let.
Kompatibilní s procesory programovanými softwarem Target CI verze 1.5 a novější.

UNIVERZÁLNÍ KONEKTIVITA

Procesory Naída CI M a Sky CI M jsou jediné procesory ke kochleárnímu implantátu na světě, které přímo streamují telefonní hovory a audio z prakticky kteréhokoliv chytrého telefonu a zařízení s Bluetooth®. Naše zabudovaná **technologie Phonak RogerDirect™** zlepšuje poslechový výkon v náročných poslechových situacích bez nutnosti připojovat jakékoliv další zařízení ke zvukovému procesoru.

RogerDirect je funkce systému Marvel, která umožňuje streamovat zvuk přímo ze zařízení Roger do sluchových pomůcek bez nutnosti připojit externí přijímač. Ve srovnání s předchozí generací procesorů AB, zvukový procesor Marvel CI nabízí možnost plného využití technologie Roger a přitom je o **23 % kratší** a o **34 % lehčí**.



TECHNOLOGIE ROGER 3

Technologie Roger 3 od společnosti Phonak zlepšuje slyšení v hlučném prostředí tím, že bezdrátově přenáší čistou řeč přímo do sluchadel a kochleárních implantátů. Díky zařízení Roger On 3 uživatelé využívají neomezené možnosti spojení, technologii MultiBeam pro 360° pokrytí zvuku a adaptivní řízení hluku, což zajišťuje optimální porozumění řeči v různých situacích.



ROGER ON 3



ROGER
SELECT 3



ROGER
CLIP-ON MIC



PHONAK
PARTNERMIC



PHONAK
REMOTECONTROL



PHONAK
TV CONNECTOR

ROGER ACCESSORIES

ROGER ON 3 CHAMPAGNE s napájecím zdrojem (EU) ¹	●	056-3032-P5012
ROGER ON 3 CHAMPAGNE bez napájecího zdroje	●	056-3032-P5010
ROGER ON 3 GRAPHITE GRAY s napájecím zdrojem (EU) ¹	●	056-3032-P7012
ROGER ON 3 GRAPHITE GRAY bez napájecího zdroje	●	056-3032-P7010
ROGER SELECT 3 CHAMPAGNE s napájecím zdrojem (EU) ¹	●	056-3033-P5012
ROGER SELECT 3 CHAMPAGNE bez napájecího zdroje	●	056-3033-P5010
ROGER SELECT 3 GRAPHITE GRAY s napájecím zdrojem (EU) ¹	●	056-3033-P7012
ROGER SELECT 3 GRAPHITE GRAY bez napájecího zdroje	●	056-3033-P7010
ROGER CLIP-ON MIC GRAY	●	052-3294

PHONAK ACCESSORIES

PHONAK TV CONNECTOR D (2.0) s napájecím zdrojem (EU) ¹	●	076-3006-0612
PHONAK TV CONNECTOR D (2.0) bez napájecího zdroje	●	076-3006-06
PHONAK REMOTECONTROL	●	076-0065-P5
PHONAK PARTNERMIC s napájecím zdrojem (EU) ¹	●	076-4001-P512
PHONAK PARTNERMIC bez napájecího zdroje	●	076-4001-P510

1. Zdroje dodávané do UK naleznete pod jiným produktovým číslem. Pro více informací kontaktujte zástupce AB.

MARVEL PROPOJENÍ UŠÍ

Ať slyšíte znovu na obě uši nebo zažíváte tento pocit poprvé v životě, volba správného řešení vám může změnit život. Se dvěma zařízeními, která vám umožní slyšet z obou stran se budete cítit více kompletní, a to v jakékoliv situaci. Marvel poskytuje jediná navzájem propojená bilaterální CI řešení a jediné CI řešení se systémem CROS. To poskytuje bohatší a čistší kvalitu zvuku a přirozenější poslechový zážitek ze všech stran. Zeptejte se svého specialisty, zda je to pro vás to správné řešení.


Tři důvody, proč si vybrat oboustranné slyšení s AB

- 1 Vynikající rozumění řeči**
s technologií AB pro obě uši.^{1,2}
- 2 Slyšení bez námahy**
s technologií AB propojující obě uši.^{2,3}
- 3 Lepší slyšení s CROS + AB CI**
nezáleží na tom, odkud zvuk přichází.^{4,5}



Představujeme technologie propojující obě uši, řešení pro všechny

Bez ohledu na úroveň sluchové ztráty, Marvel poskytuje flexibilní řešení pro optimalizaci vašich sluchových zážitků. Partnerství firem AB a Phonak přináší tři možnosti slyšení z obou stran, zahrnující Marvel CI + CROS.



Marvel CI + Marvel CI

Jediná možnost stereo slyšení pro ty, kteří mají těžkou až velmi těžkou ztrátu sluchu na obou uších.



Marvel CI + Marvel Sluchadlo

Toto spojení může být správným řešením pro ty, kteří mají využitelný zbytek sluchu na jednom uchu.



Marvel CI + CROS

Pro ty, kteří mohou používat pouze jeden implantát a potřebují pomoc. Toto nejnovější řešení poskytující prostorový vjem snadno přeneseme všechny zvuky do procesoru Marvel CI.

1. Dwyer, R.T., Kessler, D., Butera, I. M., & Gifford, R. H. (2019). Contralateral Routing of Signal Yields Significant Speech in Noise Benefit for Unilateral Cochlear Implant Recipients. *Journal of the American Academy of Audiology*, 30(3), 235–242. <https://doi.org/10.3766/jaaa.17117>
2. Dorman, M. F., Cook Natale, S., & Agrawal, S. (2018). The Value of Unilateral CIs, CI-CROS and Bilateral CIs, with and without Beamformer Microphones, for Speech Understanding in a Simulation of a Restaurant Environment. *Audiology & neuro-otology*, 23(5), 270–276. <https://doi.org/10.1159/000493844>
3. Hornsby, B., Huang, H., Sohail, H., Gifford, R., Ricketts, T.A. & Picou, E.M. (2023, March). Effort and fatigue while listening: sustained speech-processing with cochlear implants. Poster presented at the American Auditory Society Annual Meeting, Scottsdale, AZ.
4. Findlen, U. & Agrawal, S. (2023, June). Classifier-based Noise Management Technology Helps Children with Cochlear Implants Listen in Noise. Podium and poster presentation at the American Cochlear Implant Alliance Annual Meeting, Dallas, TX.
5. Buechner, A., Bardt, M., Kliesch, S., & Brendel, M. (2022, May). Influence of Automatic Scene Classification Systems in Hearing Devices on Speech Perception in Real-life Situations. Poster presented at the American Cochlear Implant Alliance Annual Meeting, Washington, DC.

PHONAK NAÍDA LINK M & PHONAK SKY LINK M

PHONAK NAÍDA LINK M PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ		050-0801-P1
PHONAK NAÍDA LINK M KAŠTANOVĚ HNĚDÁ		050-0801-P4
PHONAK NAÍDA LINK M STŘÍBRNĚ ŠEDÁ		050-0801-P6
PHONAK NAÍDA LINK M SAMETOVĚ ČERNÁ		050-0801-P8
PHONAK SKY LINK M PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ		050-0802-P1
PHONAK SKY LINK M KAŠTANOVĚ HNĚDÁ		050-0802-P4
PHONAK SKY LINK M SAMETOVĚ ČERNÁ		050-0802-P8
PHONAK SKY LINK M AZUROVĚ MODRÁ		050-0802-Q3
PHONAK SKY LINK M SVĚTLE RŮŽOVÁ		050-0802-T3
PHONAK SKY LINK M OCEÁNSKY MODRÁ		050-0802-M7

Produkty společnosti Phonak zobrazeny v tomto katalogu jsou distribuovány lokálně společností Phonak nebo smluvními partnery společnosti Phonak. Ověřte si prosím dostupnosti u svého místního zastoupení společnosti AB.



PHONAK CROS P-13

PHONAK CROS P-13 PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ*		050-0861-P1
PHONAK CROS P-13 KAŠTANOVĚ HNĚDÁ*		050-0861-P4
PHONAK CROS P-13 STŘÍBRNĚ ŠEDÁ*		050-0861-P6
PHONAK CROS P-13 SAMETOVĚ ČERNÁ*		050-0861-P8
PHONAK CROS P-13 PRYSKYŘICOVĚ BÉŽOVÁ		050-0861-H0
PHONAK CROS P-13 SANDALWOOD		050-0861-P3
PHONAK CROS P-13 CHAMPAGNE		050-0861-P5
PHONAK CROS P-13 GRAPHITE GRAY		050-0861-P7

*Odpovídá barvám zvukových procesorů Marvel CI

Produkty společnosti Phonak zobrazeny v tomto katalogu jsou distribuovány lokálně společností Phonak nebo smluvními partnery společnosti Phonak. Ověřte si prosím dostupnosti u svého místního zastoupení společnosti AB.

PŘEHLED PROGRAMŮ A FUNKCÍ

PROGRAM / FUNKCE		NAÍDA CI M90	NAÍDA CI M30	SKY CI M90
AUTOSENSE OS 3.0 / AUTOSENSE SKY OS 3.0				
Tichá situace	Pro tichá prostředí a rozumění řeči a poslechový komfort při konverzaci s jednou osobou.	●	●	●
Řeč v hluku	Pro rozumění řeči a komfort v hlučném prostředí a ve skupině osob.	●	●	●
Komfort v hluku	Pro poslechový komfort v hlučných situacích bez přítomnosti řeči.	●		●
Hudba	Pro přirozenější poslech a vnímání hudby.	●		●
Řeč v hlasitém hluku	Pro rozumění řeči v hlučném prostředí a za přítomnosti mnoha lidí. Funkce StereoZoom v programu umožňuje velmi selektivní zaměření na zdroj zvuku před posluchačem.	●		●
Řeč v autě	Pro stabilní poslechové prostředí v autě.	●		●
Komfort při ozvěně	Pro komfortní rozumění řeči v prostředích s dozvuky a ozvěnou.	●		●
Streamovaná řeč	Použití při streamování řeči z A2DP nebo AirStream.	●	●	●
Streamovaná hudba	Použití při streamování hudby z A2DP nebo Airstream.	●	●	●
DALŠÍ MANUÁLNĚ VOLITELNÉ PROGRAMY (max 4)				
Řeč v 360°	Pro možnost výběru směru poslechu v situacích, kdy se nelze obrátit ke zdroji zvuku čelem.	●		●
DuoPhone	Funkce DuoPhone streamuje signál v reálném čase do druhého ucha, takže hlas volajícího je slyšet v obou uších bez nutnosti použít další příslušenství.	●		●
Program Off-Ear	Pro použití v konfiguraci procesoru k nošení mimo ucho za použití mikrofonu na vysílací cívice	●	●	●
Volitelný program	–	●	●	●
STREAMOVÁNÍ PROGRAMY				
RogerDirect + mic	Kombinuje vstup z mikrofonu Roger a mikrofonů procesoru.	●	●	●
Phone call + mic	Kombinuje vstup telefonního hovoru z telefonu a mikrofonů procesoru.	●	●	●
PartnerMic + Mic	Kombinuje vstup z Phonak PatrnerMic a mikrofonů procesoru.	●	●	●

PROGRAM / FUNKCE		NAÍDA CI M90	NAÍDA CI M30	SKY CI M90
UNIKÁTNÍ FUNKCE				
UltraZoom	UltraZoom je adaptivní vícekanálová technologie tvarování směrové charakteristiky, která zlepšuje srozumitelnost řeči v hlučném prostředí.	●	●	●
UZ + SNR-Boost	Technologie navržená ke zlepšení odstupu signál/šum v programu s technologií UltraZoom, aby poskytla ještě účinnější potlačení zvuku zezadu.	●		●
StereoZoom	StereoZoom je adaptivní vícekanálová technologie tvarování směrové charakteristiky, která se adaptuje na pohybující se a asymetrické zdroje rušení, její použití vyžaduje kompatibilní zařízení na druhém uchu.	●		●
DuoPhone	Automaticky streamuje hlas volajícího i do druhého ucha, takže je jeho hlas zároveň slyšet v obou uších.	●		●
Real Ear Sound	Real Ear Sound simuluje směrovou charakteristiku lidského ucha pomocí T-Mic.	●		●
WindBlock	WindBlock využívá systém identifikace a rozpoznání zvuku větru. Výkonný adaptivní algoritmus automaticky potlačuje hluk větru.	●		●
EchoBlock	EchoBlock je navržen pro prostředí s dozvuky nebo s ozvěnou, jako jsou velké výrobní haly, kostely a místnosti s velkou odrazivostí zvuku. EchoBlock automaticky odstraňuje dozvuky a ozvěnu.	●		●
SoundRelax	SoundRelax okamžitě a přesně identifikuje impulzní zvuky a aplikuje snížení zisku odpovídající charakteru původního špičkového signálu. SoundRelax tlumí nepříjemné impulzní zvuky.	●		●
QuickSync	Jedním dotykem ovládáte oba dva. Okamžitý širokopásmový přenos dat mezi oběma zařízeními zajišťuje, že nastavení programu a hlasitosti jsou vždy vyrovnána a synchronizována. Stisknutí tlačítka na jednom zařízení znamená změnu i na druhém.	●	●	●
Environmental balance	Možnost úpravy hlasitosti, která umožňuje uživatelům upravit hlasitost streamovaného signálu oproti zvukům okolního prostředí stisknutím ovládacího tlačítka hlasitosti.	●	●	●

ADVANCED BIONICS LLC

28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026
T: +1.661.362.1400
F: +1.661.362.1500
info.us@advancedbionics.com

ADVANCED BIONICS AG

Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland
T: +41.58.928.78.00
F: +41.58.928.78.90
info.switzerland@advancedbionics.com

Pro informace o dalších pobočkách AB navštivte *advancedbionics.com/contact*

Advanced Bionics – A Sonova brand

Pro ověření dostupnosti ve vašem regionu prosím kontaktujte vašeho místního zástupce společnosti AB.

Slovní označení a logo Bluetooth® jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek skupinou Sonova AG je licencováno.

Apple, logo Apple, iPhone, a iOS jsou ochranné známky vlastněné společností Apple Inc., registrované v US a dalších zemích. App Store je servisní značka Apple Inc.

Android, Google Play, a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.